


# МАССАЖНОЕ КРЕСЛО



iMassage HYBRID

РУКОВОДСТВО



# СОДЕРЖАНИЕ

Внимательно прочтите все инструкции по использованию и технике безопасности. При использовании кресла не забывайте о базовых предосторожностях.

Техника безопасности	2-3
Характеристики	4
Компоненты	5-6
Установка кресла	7-9
Перед использованием	9
Инструкции	10-21
Проблемы и решения	22
Обслуживание	23

Примечание: компания оставляет за собой право изменять внешний вид и описание продукта без уведомления

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


### Предупреждение

Вилка должна быть полностью вставлена в соответствующую розетку. Неправильное подключение провода заземления оборудования может привести к риску поражения электрическим током. Если у вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлено изделие, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию. Не модифицируйте вилку, входящую в комплект поставки изделия. Если розетка не подходит. Пожалуйста, убедитесь, что квалифицированный электрик установил надлежащую розетку.

При использовании массажного кресла всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм человека.

1. Пожалуйста, убедитесь, что вы подключили массажное кресло к соответствующей электрической розетке.
2. Убедитесь, что вилка надежно вставлена в соответствующую электрическую розетку, чтобы снизить риск короткого замыкания и возгорания.
3. Всегда отключайте массажное кресло от электрической розетки сразу после использования и перед очисткой.
4. Не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью.
5. Не используйте массажное кресло на открытом воздухе и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
6. Если питание отключается во время использования, обязательно поверните выключатель питания в положение выкл. и выньте вилку из розетки, чтобы предотвратить повреждение при восстановлении питания.
7. Никогда не пользуйтесь массажным креслом, если шнур питания намок или поврежден.
8. Никогда не вынимайте шнур питания из розетки мокрыми руками.
9. Если данным прибором пользуются дети или рядом с ними, необходим тщательный и непрерывный надзор. инвалид или лицо с ограниченными возможностями.
10. Используйте данное устройство только по назначению, как описано в данном руководстве по эксплуатации.
11. Не используйте никаких деталей, не изготовленных на заводе.
12. Не стойте, не сидите и не прыгайте в упоре для икр, когда используется массажное кресло, во избежание получения травм.
13. Не пытайтесь встать на спинку и подлокотник, чтобы не травмировать человека.
14. Будьте осторожны, чтобы не заснуть во время сеанса массажа.
15. Всегда содержите массажное кресло в чистоте и никогда не вставляйте какие-либо предметы в зазоры на массажном кресле и вокруг него.
16. Не перемещайте массажное кресло, потянув за шнур питания.
17. Всегда проверяйте, не порвана ли поверхность массажного кресла перед использованием, если вы обнаружите какие-либо незнакомые разрывы в любом месте ткани на спинке, не используйте массажное кресло, пожалуйста, немедленно обратитесь в сервисный центр за ремонтом.
18. Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
19. Если вы страдаете от какого-либо заболевания, перед использованием получите консультацию врача.


## ОБСЛУЖИВАНИЕ



- Перед мытьем отключите кабель питания. Не трогайте его мокрыми руками.

- Очистку проводите сухой тканью

- Серьезные загрязнения удаляйте нейтральным моющим средством и сухой тканью.



- Проветривайте кресло.

- Избегайте использования воды для мытья кресла

- Не сушите кресло феном.

- НЕ используйте для мытья бензин, спирт и т.д.

## ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В случае неисправности или появления отклонений прекратите использование массажного кресла и отключите его от источника питания. Попробуйте следующие методы для устранения проблемы. Если проблема не устранена, немедленно обратитесь к сервисному агенту.

Проблемы	Возможные решения
Звук при работе.	Звуки издает механизм, креслу это не мешает.
Питание подключено, но кресло не работает	1-Проверьте подключение к сети 2. Проверьте, включено ли кресло
Кресло не реагирует на пульт управления	Кресло перегрелось от долгой работы, дайте ему 30 минут на отдых
Не работают ни пульт, ни кресло	Время вышло, включилась автоблокировка. Сбросьте время, чтобы ее снять.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Нижеперечисленным лицам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием, чтобы снизить риск того, что пользователь почувствует себя плохо или получит травму

- Те, у кого есть злокачественная опухоль
- Те, кто страдает сердечными заболеваниями
- Те, у кого беременность, менструации и послеродовая лихорадка
- Те, кто нуждается в полном покое
- Те, кто находится на медицинском лечении
- Те, кто страдает от проблем со спиной или чей позвоночник ненормален или искривлен

2. Если вы испытываете боль во время использования, немедленно прекратите использование массажного кресла, при возникновении каких-либо травм немедленно обратитесь за медицинской помощью.

3. Никогда не массируйте опухшие или воспаленные части тела.

4. Данный продукт является непрофессиональным прибором, предназначенным для обеспечения комфортного массажа. не используйте этот продукт в качестве замены медицинского лечения.

5. Каждый сеанс массажа не должен превышать 30 минут. массируйте целевую область только в течение 15 минут, чрезмерный массаж может привести к перегреву, что сократит срок службы прибора.

6. Не работайте там, где используются аэрозольные (аэрозольные) средства или где вводится кислород.

7. Массажное кресло не подходит для детей в возрасте 12 лет и младше.

Примечание:

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или не проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогично квалифицированными специалистами во избежание опасности.

- Во время работы прибор нагревается. лица, чувствительные к воздействию тепла, должны соблюдать особую осторожность при использовании прибора.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	Характеристики
Наименование	Массажное кресло
Номинальное напряжение	110-240V~
Номинальная частота	50/60Hz
Номинальная потребляемая мощность	120W
Габариты	1455(L)x735(W)x1170(H)mm
Вес	Нетто: 65kg Брутто: 78kg


## ИНСТРУКЦИИ

### Подключаем музыку через **bluetooth**

- a. Включите **bluetooth** на смартфоне.
- b. Соединившись, просто включите музыку на вашем устройстве

Примечание: после использования отключитесь от кресла.


### После массажа



1. После массажа нажмите **on/off** для возврата кресла в прежнее положение.

\*Убедитесь, что креслу ничто не мешает занять прежнее положение.

2. Нажмите выключатель на пульте управления для выключения всех функций.



3. Нажмите выключатель на кресле для отключения питания

4. Отключите шнур от розетки

# ИНСТРУКЦИИ


## 8.Настройки



- 1.Регулировка яркости
- 2.Регулировка звука
- 3.**Bluetooth on/off** (вкл/выкл)
- 4.Доступные языки интерфейса


# КОМПОНЕНТЫ

## Схема корпуса(вид спереди)



## КОМПОНЕНТЫ


Схема корпуса(вид сзади)



Гнездо для шнура питания


Предохранитель

Выключатель питания



## ИНСТРУКЦИЯ

7. Регулировка положения



1

2  
Recline angle


1. Невесомость: три варианта на выбор

2. Угол наклона



# ИНСТРУКЦИИ

## 6. Дополнительно




1. Регулировка массажных движений

2. Массаж роликами on/off

3. Нагрев on/off

## УСТАНОВКА КРЕСЛА

### 1. Удаляем упаковку и достаем элементы конструкции




- 1) Разрежьте стяжки и откройте коробку.
- 2) Извлеките элементы кресла.
- 3) После подключения кресла нажмите на кнопку запуска, чтобы привести его в стандартное положение.

Примечание: после этого отключите кресло.

### 2. Установка пульта

- 1) Извлеките пульт. Вставьте верхнюю часть кронштейна панели управления в крепление сенсорного экрана, затем вставьте верхнюю часть кронштейна панели управления в кольцевой паз и затяните гайку сенсорного экрана.
- 2) Вставьте кронштейн в левое гнездо массажного кресла.



(1)

(2)

## УСТАНОВКА КРЕСЛА

### 3. Установка подставки для ног


Пряжка Ось

Штифт квадратные отверстия



- 1) Потяните вниз металлическую ось и застегните пряжку.
- 2) Подключите и соедините провода и трубы одного цвета.
- 3) Вставьте ось в квадратные отверстия подставки для ног и отверстия связанного металлического штифта. Поднимите подставку для ног, чтобы вставить металлическую ось в металлический штифт массажного кресла. Закрепите пряжку.
- 4) Убедитесь, что вы выполнили те же действия для обеих сторон подставки для ног.
- 5) Потяните молнию вдоль подставки для ног и сиденья массажного кресла.
- 6) Приведите в порядок кожаную обивку.

### 4. Разместите кресло правильным образом



При установке кресла должно быть не менее 25 см перед креслом и не менее 50 см позади кресла, чтобы кресло можно было свободно откидывать.

\*Во избежание повреждения пола и для уменьшения шума, пожалуйста, положите коврик под массажное кресло.

\*Убедитесь, что спереди и сзади массажного кресла нет препятствий.

\*Пожалуйста, не ставьте его на мокрый или неровный пол.

\*Во избежание помех сигналу, пожалуйста, разместите его на расстоянии 1.5 метров от AV, телевизора и радио

**Внимание:**

**Не подсовывайте кабель питания под кресло!**

## ИНСТРУКЦИИ

### 5. Массаж надувными подушками




1. Выбор области массажа

2. Выбор интенсивности массажа

# ИНСТРУКЦИИ

## 4. Ручной выбор




### Виды массажа:

1. Kneading (2 уровня)
2. Shiatsu (2 уровня)
3. Tapping massage (2 levels adjustable)
4. Knocking
5. Tuina
6. Pouch (2 уровня)
7. Массаж с настройкой ширины (не работает, если включены kneading/shiatsu)
8. Настройка области массажа

# УСТАНОВКА КРЕСЛА

## 5. Как передвинуть кресло



Наклоните кресло на 45 градусов, как показано на рисунке. Медленно ктите его в нужное место, а затем аккуратно опустите на землю.


Осторожно:

- \* Не двигайте работающее кресло.
- \* Перемещение кресла может повредить пол. Лучше перемещайте по ковру или подстилке.
- \* Не роняйте кресло при перемещении, вы можете его повредить.
- \* Желательно, чтобы кресло двигали два человека.

## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


1. Удостоверьтесь, что с креслом все хорошо.

- Проверьте подголовник и спинку.
- Осмотрите кабель и розетку.
- Проверьте, чтобы подножка была в верном положении.




2. Осмотрите пространство вокруг

- Рядом с креслом не должно быть людей, животных и предметов, мешающих движению его элементов.




3. Подключите питание.

- Подключите кабель.
- Переведите выключатель в положение ON.



# ИНСТРУКЦИИ


Пульт  
дистанционного  
управления



Вкл/выкл

# ИНСТРУКЦИИ


3. Сканирование  
тела



1. Выберите любой автоматический режим, чтобы запустить новейшую систему определения формы тела
2. После завершения сканирования у вас есть 8 секунд на то, чтобы отрегулировать параметры. Либо вы можете сразу нажать ОК.

## ИНСТРУКЦИИ

### 2. Автоматический режим




1. Регулировка времени массажа
2. Регулировка скорости массажа (в авторежиме не регулируется)
3. Интенсивность массажа надувными подушками

## ИНСТРУКЦИИ

### 1. Интерфейс пульта ДУ и описания функций

- Включите пульт дистанционного управления и войдите в главное меню. Теперь вы можете выбрать нужную вам функцию.



1. Автоматический режим
4. Ручной выбор

2. Дополнительно
5. Массаж надувными подушками

3. Регулировка положения
6. Настройки

# ИНСТРУКЦИИ

## 2. Авторежим 1



1. Высший отбор


2. Массаж шеи и плеч

3. Глубокое расслабляющее давление

4. Бедрa и поясница

# ИНСТРУКЦИИ

## 2. Авторежим 2



1. Расслабляет тело и голову

2. Деликатный массаж

3. Китайский массаж

4. Тайский массаж